


## Cos'è L'EAVI (Elettroagopuntura secondo Voll Integrata)

Tratto dal libro del Dott. S. Meletani: "Atlante Ragionato di EAVI"

L'EAVI (Elettroagopuntura secondo Voll Integrata) appartiene al gruppo delle Metodiche di Regolazione Bioelettronica; permette di effettuare una valutazione e una terapia olistica utilizzando strumenti di misura elettronici. L'EAVI rappresenta una sintesi, effettuata dal **Dr. Reinhold Voll** nei primi anni cinquanta, tra l'Agopuntura Tradizionale Cinese, la Medicina Clinica Occidentale, la Farmacologia Omeopatica, l'Omotossicologica, la Isopatica, e la Fitoterapica. L'essenza della metodica consiste nel verificare, usando il puntale di misurazione di un'apparecchiatura elettronica, lo stato bioelettrico dei punti di Agopuntura, oltre che di nuovi punti e Meridiani scoperti dal Dr. Voll e da altri Ricercatori. La situazione bioelettrica, data dai valori di resistenza cutanei, viene evidenziata su un apposito quadrante. Il metodo non è invasivo. Il valore di resistenza fisiologico di un punto, che corrisponde ad un organo in equilibrio bioenergetico, e quindi sano, è uguale a 50 US (unità di scala convenzionali, che si possono leggere sul quadrante di misurazione). Valori minori di 50 US (cioè Yin), indicano un deficit energetico, cioè processi degenerativi o sclerotici sempre più gravi, a mano a mano che ci si avvicina allo zero. Valori più elevati di 50 US (cioè Yang), indicano processi da infiammazione o da intossicazione tanto più accentuati, quanto più ci si avvicina a 100 US (valore massimo delle US = Unità di Scala). Il più importante criterio di valutazione è la cosiddetta **Caduta dell'Indice**: questa si ha quando la lancetta del quadrante di misurazione, mentre si spinge sul punto con il puntale di misurazione con intensità costante, sale sino ad un valore massimo e poi inizia a scendere, per fermarsi ad un valore minimo (ad esempio, caduta da 80 a 40 US). Un'altra possibilità offerta dall'EAVI è quella di effettuare il **Test dei Rimedi di Frequenza**: esso ci permette di misurare se un determinato rimedio è adatto per curare lo squilibrio o la patologia del paziente. Inserendo infatti in serie nel circuito, un medicamento naturale e rimisurando un punto già controllato, il valore rilevato si avvicinerà a 50 US se è adatto ad armonizzare il disturbo in atto, se ne allontanerà in caso contrario. Ad esempio, se il valore iniziale è di 80 e, con il rimedio, il valore scende a 60, il rimedio è utile terapeutamente.

L'EAVI, cioè l' **Elettroagopuntura secondo Voll Integrata**, è la sintesi tra l'EAVI classica e le conoscenze accumulate negli ultimi venti anni nell'ambito di altre metodiche bioenergetiche come: il test del Riflesso Cutaneo Vegetativo secondo Schimmel, la Kinesiologia applicata nei suoi vari indirizzi (neuralchinesiologia, chinesiologia strutturale ecc.), la terapia di biorisonanza secondo Morell e Rasche (MORA) e la terapia di biorisonanza BICOM. Ciò si è reso necessario poiché ciascuno dei suddetti metodi fornisce un grande aiuto al terapeuta, ma hanno anche dei limiti, che possono essere superati se vengono usati in sinergia.



in collaborazione con

**Associazione di Medicina Integrata e Informazionale (MI2)**

Organizza il

**Corso di Alta Formazione in**

**Tecniche di Biorisonanza Regolatoria Funzionale  
B.R.T. - E.A.V.I. - E.D.S.T.**


Metodiche professionali non invasive:

**B.R.T.: Bioresonance-Regulatory Techniques**

**E.A.V.I.: Elettro Agopuntura secondo Voll Integrata**

**E.D.S.T.: Electro Dermal Screening & Treatment**

**Finalità:** formare professionisti all'uso dell'E.A.V.I. = EAVI e dell'E.D.S.T. = EDST, principalmente intese tramite la metodica dell'Elettroagopuntura non invasiva secondo Voll, integrata tramite l'uso di fiale filtro indicatrici e altre metodiche derivanti dalla kinesiologia e dal metodo Vegatest.



**Direttore del Corso:** Dr. Sabatino Meletani, medico neuropsichiatra, omeopata, esperto elettroagopuntore con esperienza trentennale, docente di biorisonanza ed EAVI. Il dott. Meletani è stato uno dei principali collaboratori internazionali del Dr. Douglas Leber, ND, allievo del Dott. Voll, fondatore della Elettroagopuntura. Dalla collaborazione e dallo sviluppo negli anni della pratica dell'EAVI, è nata la moderna EAVI.

**Coordinatore Didattico:** Dr. Fabio Ambrosi, Fisioterapista; Erborista e Naturopata di scuola inglese e statunitense, già docente di discipline di biorisonanza ed EAVI. Master in Scienza dell'Alimentazione e Dietetica Applicata.

REFERENTE di ZONA :

ROSI PHARMA SRL  
Via dell'Artigianato 13  
45022 Bagnolo di Po (RO)  
Tel/ Fax: 0425.714919  
mail: info@rosipharma.it

#### L' Iscrizione del Corso è rivolta a:

- Medici e personale sanitario;
- Naturopati e operatori delle terapie complementari;
- Agopuntori.

#### Attestati rilasciati:

- **Medici e personale sanitario:** certificato di formazione in EAVI e metodiche di Biorisonanza Regolatoria (*Professional BRT & EAVI Operator Expert*).
- **Naturopati e operatori delle terapie complementari,** non medici o sanitari: certificato di formazione in EDST e metodiche di Biorisonanza Regolatoria (*Professional BRT & EDST Operator Expert*).

#### Nota:

l'EDST utilizza le metodiche dell'EAVI, ma, mentre nell'EAVI l'orientamento è terapeutico, l'EDST differisce in quanto è rivolto al riequilibrio esclusivo dei meridiani e vasi energetici, orientato al maggior benessere (*wellness*).

#### DURATA del CORSO :

**TRE Fine-settimana** di frequenza [ fine Gennaio 2020, inizio Marzo 2020, fine Aprile 2020 ]:

ORARIO delle Lezioni :

- o venerdì 15.00-19.00 e 21.15-22.15 (5 ore)
- o sabato 10.00-13.00 / 14.15-17.15 e 21.15-22.15 (7 ore)
- o domenica 8.45-12.45 (4 ore)

#### Ore riconosciute:


ORE FRONTALI : 16 per i primi due fine settimana, e 4 ore al sabato finale; pari a 20 ore frontali. ORE TOTALI RICONOSCIUTE : 80 autonome (come nei Master Universitari; 4 ore di studio accreditate per ogni ora frontale svolta). Totale ore riconosciute: 20 + 80 = **100 h**.

**Ubicazione del corso:** presso un Hotel di **ABANO - MONTEGROTTO TERME :**



NELLE ORE DI PAUSA PER GLI ALLIEVI E PER TUTTE LE ORE DELLE GIORNATE PER GLI ACCOMPAGNATORI E' PREVISTO:

- Accesso libero alla SPA termale (piscine acqua calda , saune, termarium, percorso kneipp, sala relax e altro).
- Per chi arriva il venerdì mattina, accesso dall'arrivo alla SPA termale
- Possibilità di trattenersi nella camera dell'Hotel fino alla domenica pomeriggio, ore 16.



**Agli ISCRITTI sarà fornito UN PACCHETTO COMPLETO** composto dall' APPARECCHIO COMPUTERIZZATO EAVI ( di ultima generazione conformità CE "Wellness" e quindi utilizzabile anche da operatori delle discipline naturali non sanitarie) + CORSO COMPLETO comprensivo di quota d'iscrizione all'Associazione MII2. Sarà possibile acquistare l'intero PACCHETTO a rate e a condizioni assai agevolate. L'acquisto rateizzato permette di ammortizzare l'investimento già dai primi mesi di utilizzo.

Agli allievi sarà fornito inoltre una copia professionale del DVD video dell'intero corso.

#### NOTA IMPORTANTE :

Il Corso fornirà oltre che le basi teoriche dell'EAVI una formazione MOLTO PRATICA in modo che gli Allievi potranno utilizzare questa disciplina in modo concreto e proficuo già dal primo Incontro aumentandone la loro PROFESSIONALITA' e REDDITIVITA'.